



Modification du système des cartouches

AVEC **FUTAR**[®], C'EST LE TOOOOP

ENREGISTREMENTS DE L'OCCLUSION



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

FUTAR® – TOUT SIMPLEMENT IMPRESSIONNANT !

Enregistrement de l'occlusion

La famille Futar® se décline en sept versions de matériaux à base de silicone A pour l'enregistrement des rapports occlusaux.

SUPER QUALITÉ

- Pour des enregistrements occlusaux précis

SUPER POLYVALENCE

- Le choix selon vos besoins entre une dureté élevée ou maximale et un temps de prise standard ou rapide!

SUPER DANS LA FIABILITÉ ET LA CONTINUITÉ

- Testé et éprouvé à de nombreuses reprises avec une qualité toujours fiable

Ne faites aucun compromis pour votre enregistrement de l'occlusion !



FUTAR® – VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES

Futar® / Futar® Fast :

- ✓ Dureté finale élevée (Shore-A 90)
- ✓ Dureté dans la prise, flexible dans l'usinage : facile à découper
- ✓ Aussi disponible en variante Fast : pour un plus grand confort du patient !

Futar® Easy / Futar® Easy Fast:

- ✓ Dureté finale élevée (Shore-A 90)
- ✓ Peu d'effet de ressort
- ✓ Facile à découper
- ✓ Aussi disponible en variante Fast
- ✓ Faible force de distribution – facile à appliquer



La gamme Futar® peut
bien plus encore :

Futar® D / Futar® D Fast :

- ✓ Dureté finale extra-élevée (Shore-D 43)
- ✓ Excellente usinabilité
- ✓ Aussi disponible en variante Fast : pour un plus grand confort du patient !



Futar® D Slow :

- ✓ Dureté finale extra-élevée (Shore-D 43)
- ✓ Durée de préparation extra-longue pour les applications longues, comme l'enregistrement de l'occlusion myocentrique, la fixation de piliers d'empreinte ou le façonnage personnalisé des bords
- ✓ Utilisation polyvalente, également indiqué en laboratoire








- Précision du résultat grâce aux excellentes propriétés viscoélastiques
- La faible élasticité empêche l'effet de ressort lors de l'articulation du modèle
- Élimination aisée des excédents par rupture

**UTILISATION
SIMPLE, PROPRE
ET RAPIDE !**










FUTAR® – LES PERFORMANCES

Arcade dentaire

 Matériau d'enregistrement de l'occlusion	 Mélange	 Durée de préparation à 23 °C	 Durée de prise en bouche	 Durée totale de la prise*	 Dureté (env.) Shore
Futar®		30 s	90 s	02:00 min	A 90
Futar® Easy		30 s	90 s	02:00 min	A 90
Futar® D		30 s	90 s	02:00 min	D 43
Futar® D Slow		90 s	03:00 min	04:30 min	D 43

* Durée totale de la prise (retrait de la bouche) depuis le début du mélange.

Segment

 Matériau d'enregistrement de l'occlusion	 Mélange	 Durée de préparation à 23 °C	 Durée de prise en bouche	 Fin de prise*	 Dureté (env.) Shore
Futar® Fast		15 s	45 s	01:00 min	A 90
Futar® Easy Fast		15 s	45 s	01:00 min	A 90
Futar® D Fast		15 s	45 s	01:00 min	D 43

* Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange

Réalisez
votre enregistrement
de l'occlusion
**EN UNE SEULE
MINUTE !**

FUTAR® – LA GAMME



Produits	Normal pack 2 cartouche de 50 ml, 6 embouts mélangeurs blancs	Bonus pack 10 cartouche de 50 ml, 30 embouts mélangeurs blancs
Futar®	REF 11912	REF 28277
Futar® Fast	REF 11926	REF 28276
Futar® Easy	REF 11923	–
Futar® Easy Fast	REF 11924	–
Futar® D	REF 11932	REF 28278
Futar® D Fast	REF 11961	REF 28279
Futar® D Slow	REF 11951	–

Embouts mélangeurs	50 pièce	100 pièce
Embouts mélangeurs, blancs, ø 6,5 mm	REF 17234	REF 17235

Toutes les cartouches de 50 ml sont disponibles dans un système de cartouches modifié.

NOTES

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr



012736_0525



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent