



PANASIL[®], LA PRÉCISION AU TOOOOP

EMPREINTES DE PRÉCISION


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

LA PRÉCISION SANS COMPROMIS

Matériau d'empreintes de précision (silicone A)

Vous trouverez dans la famille de produits **Panasil**® des matériaux innovants parfaitement assortis, pour toutes les techniques d'empreintes et toutes les indications.

EMPREINTES DOUBLE MÉLANGE



Panasil® tray Soft Heavy

VISCOSITÉ SOUPLE ET AGRÉABLE



Panasil® initial contact Light



Panasil® contact two in one Light

FLUIDE

TRES HYDROPHILE

TEMPS DE PRISE RAPIDE

=



POUR CHAQUE TECHNIQUE ET POUR CHAQUE INDICATION

EMPREINTES DE CORRECTION



LE FAVORI



Modification du système des cartouches

Panasil® binetics Putty Fast

VÉRITABLE PUTTY,
TRÈS FACILE À DÉCOUPER



Panasil® Putty Fast

BON RAPPORT
QUALITÉ-PRIX



Modification du système des cartouches

Panasil® tray Fast Heavy

TEMPS DE PRISE PLUS RAPIDE,
MOINS COMPRESSIF



Panasil® initial contact X-Light




Panasil® contact plus X-Light

EXTRA FLUIDE

TRES HYDROPHILE

TEMPS DE PRISE RAPIDE



EMPREINTES DOUBLE-MÉLANGE



Modification du système des cartouches

Panasil®
binetics Putty Soft

Panasil® Putty Soft


MALLÉABLE, SOUPLE ET STABLE



Panasil® initial contact Light

FLUIDE ET TRES HYDROPHILE

=



EMPREINTES MONOPHASES



Modification du système des cartouches

Panasil® monophase Medium

DURETÉ FINALE ÉLEVÉE



Panasil® monophase Medium

DURETÉ FINALE ÉLEVÉE




TRÈS HYDROPHILE DÈS LA PREMIÈRE SECONDE

Mesure de l'angle de contact

(Paramètre pour l'hydrophilie d'un matériau)

Plus la goutte est plane, plus l'hydrophilie du matériau est marquée



Panasil® initial contact entraîne un étalage extrêmement rapide de la goutte d'eau et atteint l'angle de contact le plus faible de tous les produits sur le marché après 3 secondes.

EXCELLENTE HYDROPHILIE



- En contact direct avec la surface de la dent, **Panasil® surmonte** immédiatement toute **humidité résiduelle** et assure un résultat précis.



- **Panasil®** garantit les limites de préparation extrêmement précises même dans des **situations extrêmes**, comme dans le cas d'une hémostase difficile.

PANASIL® – LA GAMME

PUTTY	Panasil® Putty		Panasil® Putty Soft	Panasil® Putty Fast	
	Intro pack	–		REF 11120	REF 11140
		200 ml de base, 200 ml de catalysateur et 2 cuillères de dosage			
	Normal pack	REF 11101		REF 11121	REF 11141
		450 ml de base, 450 ml de catalysateur et 2 cuillères de dosage			
Economy pack	REF 11103		REF 11123	REF 11143	
	4 x 450 ml de base, 4 x 450 ml de catalysateur et 2 cuillères de dosage				
		Panasil® binetics Putty Soft		Panasil® binetics Putty Fast	
Refill pack	REF 14703		REF 14701		
	2 cartouches de 380 ml				

HEAVY	Panasil® tray Soft Heavy		Panasil® tray Fast Heavy
	Refill pack	REF 14707	
2 cartouches de 380 ml			

MEDIUM	Panasil® monophasé Medium		
	Refill pack	REF 14709	
		2 cartouches de 380 ml	
Normal pack	REF 13501		
	2 cartouches de 50 ml, 6 embouts mélangeurs blancs		

LIGHT	Panasil® initial contact X-Light	Panasil® initial contact Light	Panasil® initial contact Regular	
	Normal pack	REF 13401	REF 13411	REF 13431
		2 cartouches de 50 ml, 8 embouts mélangeurs gris		2 cartouches de 50 ml, 6 embouts mélangeurs blancs
	Bonus pack	REF 28300	REF 28310	–
		10 cartouches de 50 ml, 40 embouts mélangeurs gris		–
		Panasil® contact plus X-Light	Panasil® contact two in one Light	
Normal pack	REF 11892		REF 11781	
	2 cartouches de 50 ml, 8 embouts mélangeurs gris		2 cartouches de 50 ml, 6 embouts mélangeurs blancs	

Toutes les cartouches de 380 ml et 50 ml sont disponibles dans un système de cartouches modifié.

NOTES

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr



092784_0925



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent